

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TREML4



Numéro de catalogue: 18056-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18056-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12574

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101780

Identification du gène (NCBI):

285852

Nom complet:

triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4

MW calculé

200 aa, 22 kDa

MW observés:

50-55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60, cellules U-937, tissu de thymus de souris

IHC : tissu splénique humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 18056-1-AP (TREML4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 18056-1-AP (TREML4 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18056-1-AP (TREML4 Antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.