

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF174



Numéro de catalogue: 18157-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18157-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12963

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000876

Identification du gène (NCBI):

7727

Nom complet:

zinc finger protein 174

MW calculé

46 kDa

MW observés:

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules BxPC-3, cellules HeLa, cellules HepG2

IHC : tissu testiculaire humain, tissu cardiaque humain, tissu cérébral humain, tissu cutané humain, tissu ovarien humain, tissu placentaire humain, tissu pulmonaire humain, tissu rénal humain, tissu splénique humain

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18157-1-AP (ZNF174 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 18157-1-AP (ZNF174 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 18157-1-AP (ZNF174 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using ZNF174 antibody 18157-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18157-1-AP (ZNF174 antibody) at dilution of 1:4500 incubated at room temperature for 1.5 hours.