

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRMT5



Numéro de catalogue: 18255-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18255-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13075

Numéro d'acquisition GenBank:

BC108284

Identification du gène (NCBI):

57570

Nom complet:

TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog (*S. cerevisiae*)

MW calculé

509 aa, 58 kDa

MW observés:

50-55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat, cellules MCF-7, cellules NIH/3T3, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Huafeng Song	35300115	Front Mol Biosci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



WB result of TRMT5 antibody (18255-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-TRMT5 transfected MCF-7 cells.

Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18255-1-AP (TRMT5 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.