

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NFATC1



Numéro de catalogue: 18337-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18337-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13014

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104753

Identification du gène (NCBI):

4772

Nom complet:

nuclear factor of activated T-cells,
cytoplasmic, calcineurin-dependent 1

MW calculé

716aa, 78 kDa; 943aa, 101 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wengang Wang	37408034	Clin Epigenetics	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

