

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRIM41



Numéro de catalogue: 18468-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18468-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 413 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13236

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018765

Identification du gène (NCBI):

90933

Nom complet:

tripartite motif-containing 41

MW calculé

72 kDa

MW observés:

70-72 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2400

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules BxPC-3, tissu hépatique de souris, tissu placentaire humain

IP : tissu plasmatique humain,

IHC : tissu de muscle squelettique humain, tissu de cancer du sein humain

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18468-1-AP (TRIM41 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 18468-1-AP (TRIM41 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using TRIM41 antibody 18468-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-TRIM41 (IP:18468-1-AP, 4ug; Detection:18468-1-AP 1:600) with human plasma lysate 4000ug.