

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZBTB7A



Numéro de catalogue: 18700-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18700-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC113511

Identification du gène (NCBI):

51341

Nom complet:

zinc finger and BTB domain
containing 7A

MW calculé

61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Informations générales

ZBTB7A, also named as LRF, FBI1, FBI-1, ZBTB7, ZNF857A, pokemon and DKFZp547O146, plays a key role in the instruction of early lymphoid progenitors to develop into B lineage by repressing T-cell instructive Notch signals. ZBTB7A may be involved in transcriptional regulation. It enhances transcription of the NF-kappaB-responsive E-selectin gene by nuclear localization of the p65 subunit of NF-kappaB. ZBTB7A is widely expressed in normal thymus and it is aberrantly overexpressed in human cancers. Results suggest that this protein can specifically stimulate Tat-activated HIV-1 transcription.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jing-Ping Zhou	31998789	Biomed Res Int	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

