

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CMPK2



Numéro de catalogue: 18814-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18814-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC144202

Identification du gène (NCBI):

129607

Nom complet:

cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial

MW calculé

49 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

CMPK2 belongs to the thymidylate kinase family. CMPK2 may participate in dUTP and dCTP synthesis in mitochondria. It is able to phosphorylate dUMP, dCMP, CMP, UMP and monophosphates of the pyrimidine nucleoside analogs ddC, dFdC, araC, BVdU and FdUrd with ATP as phosphate donor. Efficacy of CMPK2 is highest for dUMP followed by dCMP; CMP and UMP are poor substrates. CMPK2 may be involved in mtDNA depletion caused by long term treatment with ddC or other pyrimidine analogs. The antibody recognized all these 4 isoform of CMPK2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

