

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPACA5



Numéro de catalogue: 19525-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19525-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_205856

Identification du gène (NCBI):
389852

Nom complet:
sperm acrosome associated 5

MW calculé
18 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

SPACA5, also named as LYZL5, SPACA5A and SPACA5B, belongs to the glycosyl hydrolase 22 family. SPACA5 hydrolysis (1->4)-beta-linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in a peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrins.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

