

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LPIN2



Numéro de catalogue: 19545-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19545-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 180 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014646

Identification du gène (NCBI):

9663

Nom complet:

lipin 2

MW calculé

99 kDa

MW observés:

99 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HT-1080, tissu hépatique humain

Informations générales

Lipin 2, also named as KIAA0249, belongs to the lipin family. Defects in LPIN2 are the cause of Majeed syndrome ajeed syndrome which is an autosomal recessive disorder combining features of chronic recurrent multifocal osteomyelitis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HT-1080 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19545-1-AP (LPIN2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.