

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NFIX-Specific



Numéro de catalogue: 19708-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19708-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 933 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002501

Identification du gène (NCBI):

4784

Nom complet:

nuclear factor I/X (CCAAT-binding transcription factor)

MW calculé

55 kDa

MW observés:

23 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

NFIX, also named as CTF, belongs to the CTF/NF-I family. NFIX recognizes and binds the palindromic sequence 5'-TTGGCNNNNNGCCAA-3' present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. NFIX is individually capable of activating transcription and replication. The antibody is specific to NFIX.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
I Wayan Sumardika	30720226	Mol Carcinog	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

