

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PTPN3-Specific



Numéro de catalogue: 19714-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19714-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002829

Identification du gène (NCBI):

5774

Nom complet:

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 3

MW calculé

104 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

PTPN3, also named as PTPH1, belongs to the protein-tyrosine phosphatase family and Non-receptor class subfamily. PTPN3 may act at junctions between the membrane and the cytoskeleton. PTPN3 catalyze the reaction: Protein tyrosine phosphate + H₂O = protein tyrosine + phosphate. This antibody is specific to PTPN3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

