

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTF3L3-Specific



Numéro de catalogue: 19753-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19753-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

Q13892

Identification du gène (NCBI):

132556

Nom complet:

basic transcription factor 3, like 3

MW calculé

23 kDa

MW observés:

25-30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain,

IHC : tissu de cancer du col de l'utérus humain, tissu placentaire humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un **tampon citrate pH 6,0**.**

Informations générales

BTF3L3 belongs to the NAC-beta family. It is a general transcription factor. It is required for the initiation of transcription. The antibody has no cross reaction to BTF3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer using 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer using 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).