

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KCNT1



Numéro de catalogue: 19759-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19759-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_020822

Identification du gène (NCBI):

57582

Nom complet:

potassium channel, subfamily T, member 1

MW calculé

138 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

KCNT1, also named as KIAA1422 and KCa4.1, belongs to the potassium channel family and Calcium-activated subfamily. KCNT1 is outwardly rectifying potassium channel subunit that may co-assemble with other Slo-type channel subunits. It is activated by high intracellular sodium or chloride levels. KCNT1 is also activated upon stimulation of G-protein coupled receptors, such as CHRM1 and GRIA1. It may be regulated by calcium in the absence of sodium ions (in vitro).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

