

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GPR42P



Numéro de catalogue: 19760-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19760-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_005305

Identification du gène (NCBI):
2866

Nom complet:
G protein-coupled receptor 42
pseudogene

MW calculé
39 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

GPR42, also named as GPR42P, FFAR1L and GPR41L, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. GPR42 appears to have arisen by tandem duplication of FFAR3 and have lost the ability to activate G-protein family in response to carboxylate ligands primarily due to an amino acid change at position 174. It is an orphan receptor.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

