

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-REV3L



Numéro de catalogue: 19985-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19985-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_002912

Identification du gène (NCBI):
5980

Nom complet:
REV3-like, catalytic subunit of DNA
polymerase zeta (yeast)

MW calculé
353 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

REV3L, also named as POLZ and REV3, belongs to the DNA polymerase type-B family. REV3L catalyses the reaction: Deoxynucleoside triphosphate + DNA(n) = diphosphate + DNA(n+1). The antibody recognizes the C-term of REV3L.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

