

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HBD-Specific



Numéro de catalogue: 19992-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19992-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000519

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

3045

Nom complet:

hemoglobin, delta

Hôte:

Lapin

MW calculé

16 kDa

Isotype:

IgG

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

HBD, also named as Delta-globin, belongs to the globin family. It is involved in oxygen transport from the lung to the various peripheral tissues. This antibody is specific to HBD. It has no cross reaction with HBB.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

