

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PLXDC1



Numéro de catalogue: 20051-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20051-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_020405

Identification du gène (NCBI):

57125

Nom complet:

plexin domain containing 1

MW calculé

56 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

PLXDC1, also named as TEM3 and TEM7, belongs to the plexin family. PLXDC1 may interact with cortactin. PLXDC1(TEM7) is identified through serial analysis of gene expression on endothelial cells isolated from human normal and malignant colorectal tissues. The antibody recognizes isoform1 and isoform4 of PLXDC1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

