

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NT5C1B-Specific



Numéro de catalogue: 20076-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
20076-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 287 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_001002006

Identification du gène (NCBI):
93034

Nom complet:
5'-nucleotidase, cytosolic IB

MW calculé
69 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

NT5C1B, also named as AIRP, FKSG85, CN-IB, CN1B and MGC26640, belongs to the 5'-nucleotidase type 3 family. NT5C1B dephosphorylates the 5' and 2'(3')-phosphates of deoxyribonucleotides. It helps to regulate adenosine levels. NT5C1B catalyzes the reaction: A 5'-ribonucleotide + H₂O = a ribonucleoside + phosphate. This antibody is specific to NT5C1B. It recognizes all the isoforms of NT5C1B.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

