

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- POTEC-Specific



Numéro de catalogue: 20204-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20204-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 153 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001137671

Identification du gène (NCBI):

388468

Nom complet:

POTE ankyrin domain family,
member C

MW calculé

61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

POTEC, also named as A26B2 and POTE18, belongs to the POTE family. POTE has an important signaling function in the reproductive system. This antibody is specific to POTEC.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

