

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SRGAP3-Specific



Numéro de catalogue: 20224-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20224-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014850

Identification du gène (NCBI):

9901

Nom complet:

SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3

MW calculé

125 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

SRGAP3, also named as ARHGAP14, KIAA0411, KIAA1156, MEGAP and WRP, is a GTPase-activating protein for RAC1 and perhaps Cdc42, but not for RhoA small GTPase. SRGAP3 may attenuate RAC1 signaling in neurons. The antibody is specific to SRGAP3. It has no cross reaction to SRGAP1 or SRGAP2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

