

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DOCK180-Specific



Numéro de catalogue: 20244-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20244-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001380

Identification du gène (NCBI):

1793

Nom complet:

dedicator of cytokinesis 1

MW calculé

215 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

DOCK1, also named as DOCK180, belongs to the DOCK family. It is involved in cytoskeletal rearrangements required for phagocytosis of apoptotic cells and cell motility. DOCK1 functions as a guanine nucleotide exchange factor (GEF), which activates Rac Rho small GTPases by exchanging bound GDP for free GTP. Its GEF activity may be enhanced by ELMO1. The antibody is specific to DOCK1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Joseph H R Hetmanski	31607653	Dev Cell	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

