

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SERINC2-Specific



Numéro de catalogue: 20266-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20266-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_178865

Identification du gène (NCBI):

347735

Nom complet:

serine incorporator 2

MW calculé

51 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa, cellules MCF-7

Informations générales

SERINC2, also named as TDE2L, belongs to the TDE1 family. SERINC2 contains 11 transmembrane domains, similar to amino acid transporters. The antibody is specific to SERINC2.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tianxing Ying	36612238	Cancers (Basel)	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20266-1-AP (SERINC2-Specific antibody) at dilution of 1:100 incubated at room temperature for 1.5 hours.