

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TEX9



Numéro de catalogue: 20281-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20281-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028119

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 533 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

374618

Nom complet:

testis expressed 9

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

MW calculé

391 aa, 45 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

45 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG13583

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules EC109, cellules K-562

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20281-1-AP (TEX9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.