

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Fibulin-1



Numéro de catalogue: 20425-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20425-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14249

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022497

Identification du gène (NCBI):

2192

Nom complet:

fibulin 1

MW calculé

703 aa, 77 kDa

MW observés:

100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain,

IP : tissu placentaire humain,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yueyan Li	32969194	Proteomics Clin Appl	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20425-1-AP (Fibulin-1 antibody at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-Fibulin-1 (IP:20425-1-AP, 4ug; Detection:20425-1-AP 1:700) with human placenta tissue lysate 2600 ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 20425-1-AP (Fibulin-1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).