

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIAA1191



Numéro de catalogue: 20637-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20637-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 353 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14694

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006316

Identification du gène (NCBI):

57179

Nom complet:

KIAA1191

MW calculé

305 aa, 33 kDa

MW observés:

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu ovarien de souris, tissu utérin de souris

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhao Xu	34989828	Ann Hematol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse ovary tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20637-1-AP (KIAA1191 antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using KIAA1191 antibody 20637-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).