

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FSD1L



Numéro de catalogue: 21032-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21032-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 407 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15345

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036746

Identification du gène (NCBI):

83856

Nom complet:

fibronectin type III and SPRY domain containing 1-like

MW calculé

530 aa, 60 kDa

MW observés:

56-65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu cérébral humain,

IF : cellules HepG2, cellules HEK-293, cellules HeLa

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 21032-1-AP (FSD1L antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 21032-1-AP (FSD1L antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using FSD1L antibody 21032-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).