

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MFSD7



Numéro de catalogue: 21037-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21037-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 387 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15361

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030246

Identification du gène (NCBI):

84179

Nom complet:

major facilitator superfamily domain containing 7

MW calculé

560 aa, 58 kDa

MW observés:

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF7, cellules MCF-7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21037-1-AP (MFSD7 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.