

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF703



Numéro de catalogue: 21075-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21075-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 453 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15242

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032534

Identification du gène (NCBI):

80139

Nom complet:

zinc finger protein 703

MW calculé

590 aa, 58 kDa

MW observés:

58 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, tissu cérébral humain, tissu splénique de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaohui Zhang	34145213	Cell Death Dis	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21075-1-AP (ZNF703 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.