

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KCTD14



Numéro de catalogue: 21111-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21111-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14265

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001929

Identification du gène (NCBI):

65987

Nom complet:

potassium channel tetramerisation domain containing 14

MW calculé

225 aa, 26 kDa

MW observés:

30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de muscle squelettique de souris, tissu cérébral de souris, tissu d'intestin grêle de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21111-1-AP (KCTD14 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.