

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PCDHGB3



Numéro de catalogue: 21204-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21204-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15569

Numéro d'acquisition GenBank:

BC150172

Identification du gène (NCBI):

56102

Nom complet:

protocadherin gamma subfamily B, 3

MW calculé

929 aa, 101 kDa

MW observés:

89 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, cellules Neuro-2a

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21204-1-AP (PCDHGB3 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using PCDHGB3 antibody 21204-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).