

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF23



Numéro de catalogue: 21322-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21322-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14755

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007256

Identification du gène (NCBI):

7571

Nom complet:

zinc finger protein 23 (K0X16)

MW calculé

643 aa, 73 kDa

MW observés:

73 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules A2780, cellules HeLa, cellules SKOV-3, tissu cérébral de souris, tissu pulmonaire de souris, tissu splénique de souris

IP : tissu cérébral de souris,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xin Zhang	28848158	Cell Physiol Biochem	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21322-1-AP (ZNF23 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using ZNF23 antibody 21322-1-AP at 1:50 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-ZNF23 (IP:21322-1-AP, 4ug; Detection:21322-1-AP 1:800) with mouse brain tissue lysate 4000ug.