

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF263



Numéro de catalogue: 21326-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21326-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15158

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008805

Identification du gène (NCBI):

10127

Nom complet:

zinc finger protein 263

MW calculé

683 aa, 77 kDa

MW observés:

77 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, ELISA

Demandes citées:

ChIP

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

IP: cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Min-Yun Cai	35494064	Front Oncol	ChIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-ZNF263 (IP:21326-1-AP, 4ug;
Detection:21326-1-AP 1:300) with HepG2 cells
lysate 4000ug.