

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF671



Numéro de catalogue: 21329-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
21329-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 713 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG15319

Numéro d'acquisition GenBank:
BC025728

Identification du gène (NCBI):
79891

Nom complet:
zinc finger protein 671

MW calculé
556 aa, 63 kDa

MW observés:
61-70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2,
cellules MCF-7, cellules MDA-MB-231, cellules SKOV-
3, cellules U-251

IF : cellules U-251,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jian Zhang	29052525	J Exp Clin Cancer Res	WB
Jian Zhang	31781507	Front Oncol	WB
Jian Zhang	31134149	Front Oncol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21329-1-AP (ZNF671 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U-251 cells using ZNF671 antibody (21329-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).