

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM129A



Numéro de catalogue: 21333-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21333-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15413

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030531

Identification du gène (NCBI):

116496

Nom complet:

family with sequence similarity 129, member A

MW calculé

928 aa, 103 kDa

MW observés:

150 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules DU 145

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Munawar Ayesha	35127170	J Adv Res	WB, IHC, IF
Shiyu Tong	35281857	J Cancer	WB, IHC
Cailing Wen	34513838	Front Cell Dev Biol	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21333-1-AP (FAM129A antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using FAM129A antibody (21333-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).