

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FHL2



Numéro de catalogue: 21619-1-AP

Phare

10 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21619-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1378

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014397

Identification du gène (NCBI):

2274

Nom complet:

four and a half LIM domains 2

MW calculé

32 kDa

MW observés:

32 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules hTERT-RPE1, cellules NIH/3T3, cellules U2OS, tissu ovarien de souris

IP : tissu de muscle squelettique de souris,

IHC : tissu cardiaque humain,

IF : cellules HeLa, cellules A431

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fabiana Martino	36417487	Sci Transl Med	WB, CoIP
Raymond M Johnson	29158429	Infect Immun	WB
Yuandong Cao	33787085	Cancer Med	IP, WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21619-1-AP (FHL2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




mouse ovary tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21619-1-AP (FHL2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP Result of anti-FHL2 (IP:21619-1-AP, 4ug; Detection:21619-1-AP 1:1000) with mouse skeletal muscle tissue lysate 2200ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 21619-1-AP (FHL2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed A431 cells using FHL2 antibody (21619-1-AP) at dilution of 1:500 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart using 21619-1-AP (FHL2 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).