

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLC5A3



Numéro de catalogue: 21628-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21628-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16218

Numéro d'acquisition GenBank:

BC146536

Identification du gène (NCBI):

6526

Nom complet:

solute carrier family 5 (sodium/myo-inositol cotransporter), member 3

MW calculé

718 aa, 80 kDa

MW observés:

77 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu d'intestin grêle de souris, tissu rénal de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xihui Liu	35654861	Nat Cancer	WB
Wenshuo Zhang	36578780	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21628-1-AP (SLC5A3 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.