

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF192



Numéro de catalogue: 21656-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
21656-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 400 µg/ml by  
Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG16381

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC096283

Identification du gène (NCBI):  
7745

Nom complet:  
zinc finger protein 192

MW calculé  
578 aa, 66 kDa

MW observés:  
66 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa, tissu ovarien de  
souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21656-1-AP (ZNF192 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.