

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF750



Numéro de catalogue: 21752-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21752-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 440 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16116

Numéro d'acquisition GenBank:

BC109037

Identification du gène (NCBI):

79755

Nom complet:

zinc finger protein 750

MW calculé

723 aa, 77 kDa

MW observés:

70-77 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer de l'œsophage humain, tissu cutané humain, tissu de cancer de la peau humain

Informations générales

ZNF750 is a novel nuclear protein highly expressed in differentiated skin keratinocytes. Mutation of ZNF750 is linked with familial psoriasis. Recently ZNF was found to be significantly mutated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Expression of ZNF750 is decreased in ESCC compared to the normal tissue.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sohei Kitazawa	33997976	Int J Cancer	IHC
Sheyne Sta Ana Choi	33986873	Oncol Lett	WB
Qiyi Yi	37365152	Cell Death Discov	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 21752-1-AP (ZNF750 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 21752-1-AP (ZNF750 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).