

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMED3



Numéro de catalogue: 21902-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21902-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14032

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000027

Identification du gène (NCBI):

23423

Nom complet:

transmembrane emp24 protein transport domain containing 3

MW calculé

217 aa, 25 kDa

MW observés:

21-25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HT-1080, cellules MCF-7, tissu cutané de souris, tissu d'intestin grêle de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chengfeng Merriman	31591269	J Biol Chem	WB
Danjie Zhang	34758370	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Xiumei Zhang	32606792	Onco Targets Ther	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21902-1-AP (TMED3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.