

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SNX21



Numéro de catalogue: 22193-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22193-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 487 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16900

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019823

Identification du gène (NCBI):

90203

Nom complet:

sorting nexin family member 21

MW calculé

373 aa, 41 kDa

MW observés:

~40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : HepG2,

IHC : tissu rénal humain,

Informations générales

SNX21, also named as C20orf161 and SNXL, is a member of the sorting nexin family. It binds to membranes enriched in phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(P3)) and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. It is involved in several stages of intracellular trafficking.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chris M Danson	30072438	J Cell Sci	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



WB result of SNX21 (22193-1-AP, 1:500) with si-control and si-SNX21 transfected HepG2 cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 22193-1-AP (SNX21 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 22193-1-AP (SNX21 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).