

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Rabenosyn 5



Numéro de catalogue: 22218-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22218-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 547 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17554

Numéro d'acquisition GenBank:

BC106940

Identification du gène (NCBI):

64145

Nom complet:

zinc finger, FYVE domain containing 20

MW calculé

784 aa, 89 kDa

MW observés:

110 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules A549, tissu cardiaque de souris, tissu cérébral de souris, tissu de muscle squelettique de souris, tissu rénal de souris, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu testiculaire humain, tissu cardiaque humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zsófia Simon-Vecsei	33781757	J Mol Biol	WB, IHC
Masato Mashimo	35887176	Int J Mol Sci	WB, IF, IP
Ye Chen	34994492	EMBO Rep	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).