

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HERC5



Numéro de catalogue: 22692-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22692-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18449

Numéro d'acquisition GenBank:

BC140716

Identification du gène (NCBI):

51191

Nom complet:

hect domain and RLD 5

MW calculé

1024 aa, 117 kDa

MW observés:

117 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IHC, IP, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

IP: cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mei-Juan Zhou	28035359	Int J Mol Med	WB
Edmund Osei Kuffour	31455647	MBio	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-HERC5 (IP:22692-1-AP, 4ug; Detection:22692-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 2800ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 22692-1-AP (HERC5 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 22692-1-AP (HERC5 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).