

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OATP1B3



Numéro de catalogue: 22815-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
22815-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 320 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG18940

Numéro d'acquisition GenBank:
BC105597

Identification du gène (NCBI):
28234

Nom complet:
solute carrier organic anion
transporter family, member 1B3

MW calculé
702 aa, 77 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

SLCO1B3, also known as OATP8 or OATP1B3, is a member of Organic Anion Transporting Polypeptides (OATPs) which are sodium-independent organic anion transporters mediating the uptake of a wide range of structurally diverse endogenous and exogenous compounds including bile acids, hormone conjugates, peptides, toxins, as well as a multitude of therapeutic drugs. SLCO1B3 is specifically expressed in liver under normal condition, while its expression has also been observed in cancer tissues like colon, prostate and pancreas.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

