

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAM33



Numéro de catalogue: 22860-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 22860-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC125113	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 187 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 80332	Dilutions recommandées: WB 1:200-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: ADAM metallopeptidase domain 33	
Isotype: IgG	MW calculé 813 aa, 88 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18852		

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules A549,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	

Informations générales

ADAM33 is a member of the 'a disintegrin and metalloprotease domain' family of proteins. Endogenous ADAM33 is detected in bronchus tissue, bronchial smooth muscle cells, and MRC-5 fibroblasts, consistent with a role in the pathophysiology of asthma (PMID:12535637). ADAM33 is a novel tumour suppressor gene that may be useful as a molecular marker for invasive lobular carcinoma of the breast (PMID:19267929)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

