

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZBTB10



Numéro de catalogue: 22944-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

22944-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19094

Numéro d'acquisition GenBank:

BC127098

Identification du gène (NCBI):

65986

Nom complet:

zinc finger and BTB domain containing 10

MW calculé

871 aa, 95 kDa

MW observés:

65 kDa, 130 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A375,

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Zinc finger and BTB domain-containing protein 10 (ZBTB10), also known as RINZF, RINZFC, May be involved in transcriptional regulation. Multiple isoforms of ZBTB10 exist due to alternative splicing events.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-ZBTB10 (IP:22944-1-AP, 3ug;
Detection:22944-1-AP 1:1000) with mouse liver
tissue lysate 12500ug.



A375 cells were subjected to SDS PAGE followed by
western blot with 22944-1-AP (ZBTB10 Antibody) at
dilution of 1:300 incubated at room temperature for
1.5 hours.