

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C20orf194



Numéro de catalogue: 23184-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23184-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC122529

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 380 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

25943

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

chromosome 20 open reading frame 194

Isotype:

IgG

MW calculé

1177 aa, 132 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG19714

MW observés:

132 kDa

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23184-1-AP (C20orf194 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.