

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IRGQ



Numéro de catalogue: 23239-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	23239-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC137020	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 507 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	126298	Dilutions recommandées:	WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte:	Lapin	Nom complet:	immunity-related GTPase family, Q		
Isotype:	IgG	MW calculé	623 aa, 63 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG19607	MW observés:	63 kDa		

Applications

Applications testées:	IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules A2780, cellules HEK-293, cellules MCF-7
Spécificité de l'espèce:	Humain	IHC :	tissu de muscle squelettique humain,
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.			

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



A2780 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23239-1-AP (IRGQ antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle slide using 23239-1-AP (IRGQ Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle slide using 23239-1-AP (IRGQ Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).