

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STAG3



Numéro de catalogue: 23314-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23314-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19818

Numéro d'acquisition GenBank:

BC146806

Identification du gène (NCBI):

10734

Nom complet:

stromal antigen 3

MW calculé

1225 aa, 139 kDa

MW observés:

130-140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IP : tissu testiculaire humain,

IHC : tissu testiculaire humain,

IF : cellules A549, cellules MCF-7

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wen-Juan Xiao	31803224	Front Genet	WB
Jennifer Gantchev	31214493	Front Oncol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-STAG3 (IP:23314-1-AP, 4ug; Detection:23314-1-AP 1:300) with human testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 23314-1-AP (STAG3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using 23314-1-AP (STAG3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).