

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BAHD1



Numéro de catalogue: 23991-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23991-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21164

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022782

Identification du gène (NCBI):

22893

Nom complet:

bromo adjacent homology domain containing 1

MW calculé

780 aa, 85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Gene repression in eukaryotes in response to developmental or environmental signals is a complex multistep process requiring the concerted action of many cellular factors, including DNA-binding transcription factors and cofactors. It also involves chromatin components and chromatin-binding/-modifying proteins, which are implicated in the establishment and maintenance of a condensed chromatin state, also referred to as facultative heterochromatin. BAHD1 is involved in heterochromatin formation and associates with the inactive X chromosome (Xi) in female cells. [PMID:19666599]

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

