

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ANKRD13C



Numéro de catalogue: 24000-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24000-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21202

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028840

Identification du gène (NCBI):

81573

Nom complet:

ankyrin repeat domain 13C

MW calculé

541 aa, 61 kDa

MW observés:

65-70 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules MDA-MB-231, tissu testiculaire de souris

Informations générales

ANKRD13C, also termed as ankyrin repeat domain 13C, belongs to the ankyrin repeat domain 13 family. ANKRD13C is localized on ER membranes where it binds to DP to control its biogenesis and trafficking. ANKRD13C modulates the expression and maturation of other G protein coupled receptors as well, indicating that ANKRD13C is a novel regulator of the biogenesis and trafficking of G protein coupled receptors through the biosynthetic pathway.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24000-1-AP (ANKRD13C antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.